

Drying Capsules


gebruiksaanwijzing
gebrauchsanweisung
user instructions
instrukcja użycia



A



B



C



WAKE UP INTERNATIONAL B.V.
BERGWEG 49, 3707 AA ZEIST
THE NETHERLANDS
+31(0)30697 32 40



NL Droogcapsules voor hoortoestellen

GEBRUIK: Plaats het tablet ongeopend in de container, de kant in karton naar boven gericht (A). Zet het hoortoestel uit en open de batterijlade, plaats in de container en sluit de container (B). Laat het toestel gedurende de nacht in de container liggen (C). Het tablet kan ongeveer één maand gebruikt worden, als de siliconenkorrels wit worden moet het tablet vervangen worden.

BEVAT: 98% silica gel

DE Trockenkapseln für Hörgeräte

ANWENDUNG: Legen Sie eine Tablette ungeöffnet in den Behälter. Die Kante in der Pappe muss dabei nach oben zeigen (A). Stellen Sie das Hörgerät aus, öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie es in den Behälter und schließen Sie ihn (B). Lassen Sie das Gerät über Nacht im Behälter liegen (C). Die Tablette kann ungefähr einen Monat lang verwendet werden und muss ersetzt werden, wenn die Silikonkörnchen weiß werden.

ENTHÄLT: 98% Silikagel

EN Drying capsules for hearing aids

USE: Place the unopened tablet in the cup with the cardboard side up (A). Switch off the hearing aid and open the battery compartment, place in the cup and close it (B). Leave overnight (C). The tablet can be used for about one month and has to be replaced when the silicon granules have turned white.

CONTAINS: 98% silica gel

PL Kapsulki osuszające do aparatów słuchowych

ZASTOSOWANIE: Po wyjęciu tabletki z opakowania, umieścić ją w pojemniku tkaninową stroną ku górze (A). Wyłączyć aparat słuchowy i otworzyć komorę (drzwiczki, kieszonkę) baterii, umieścić aparat w pojemniku, po czym zamknąć pojemnik (B). Pozostawić aparat słuchowy w pojemniku na całą noc. (C) Jedna tabletka może być stosowana przez okres ok. jednego miesiąca. Gdy granulat w tabletce zmieni barwę na jasną lub białą, tabletkę należy wymienić na nową.

ZAWIERA: 98% żel krzemionkowy

VOORZORGSMATREGELEN: Buiten bereik van kinderen houden. Voor gebruik het etiket lezen. Bij kamertemperatuur / droog bewaren / voorkom direct zonlicht.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Zimmertemperatur trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

PRECAUTIONS: Keep out of reach of children. Read label before use. Store at room temperature / store in a dry place / do not expose to direct sunlight.

OSTRZEŻENIA: Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać w temperaturze pokojowej / w suchym miejscu / nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

Drying Capsules

mode d'emploi
istruzioni d'uso
használati útmutató
brugsanvisning



A



B



C



WAKE UP INTERNATIONAL B.V.
BERGWEG 49, 3707 AA ZEIST
THE NETHERLANDS
+31(0)30697 32 40



FR Capsules de séchage pour aides auditives

UTILISATION : Placez la capsule non ouverte dans le gobelet, le côté en carton vers le haut (A). Débranchez la solution auditive et ouvrez le compartiment à piles, placez-la dans le conteneur et fermez le conteneur (B). Laissez la solution auditive pendant toute une nuit dans le gobelet (C). La capsule peut être utilisée pendant environ un mois. Lorsque les granulés en silicone deviennent blancs, il faut remplacer la capsule.

CONTENU : 98% gel de silice

IT Capsule deumidificanti per apparecchi acustici

UTILIZZO: Inserire la pastiglia chiusa nel contenitore, con il lato del cartone rivolto verso l'alto (A). Spegnere l'apparecchio acustico e aprire il vano batterie, inserirlo nel contenitore e chiudere il contenitore (B). Lasciare l'apparecchio tutta la notte nel contenitore (C). La pastiglia può essere usata per circa un mese, quando i grani di silicone diventano bianchi occorre sostituire la pastiglia.

CONTIENE: 98% Silica-gel

HU Kapszulák hallókészülékekhez

HASZNÁLAT: Helyezze a felbontatlan tabletta a tisztítótégelybe a kartonnal borított oldalával felfelé (A). Kapcsolja ki a hallókészüléket, vegye ki az elemeket a tartóból, helyezze a készüléket a téglélybe, majd zárja be azt (B). Hagya a készüléket egy éjszakán át a téglélyben (C).

A TABLETTA KÖRÜLBELÜL EGY HÓNAPIG HASZNÁLTHATÓ; ki kell cserélni, amikor a szilíciumgranulátum kifehéredik.

TARTALMAZOTT ANYAGOK: 98% szilikagél

DK Tørrekapsler til høreapparater

BRUG: Læg kapslen i beholderen med papsiden opad. Sluk dine apparater og åbn til batterierne (A). Læg apparaterne i beholderen og luk den (B). Lad det virke natten over (C). Kapslen kan bruges i ca. en måned. Når silikone-kornene bliver hvide, skal kapslen udskiftes.

INDEHOLDER: 98% silika gel

MESURES DE PRÉCAUTION : Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation.

Conserver à température ambiante / dans des conditions sèches / éviter la lumière solaire directe.

MISURE PRECAUZIONALI: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso.

Conservare a temperatura ambiente / in luogo asciutto / evitare la luce del sole diretta.

ÓVINTÉZKEDÉSEK: Gyermeketől elzárva tartandó. Használat előtt olvassa el a címkén megadott információkat. Tárolja szobahőmérsékleten / tárolja száraz helyen / ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

FORHOLDSREGLER: opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug.
Opbevares tørt ved stuetemperatur/ undgå direkte sollys.