

# Katalog Hörselhjälpmedel



# En enklare vardag för dig och din familj

När man börjar höra sämre kan företeelser som man förut tagit för givet, som t.ex att höra dörrklockan, bli en utmaning. Men det behöver inte vara så. Nu för tiden finns många hjälpmedel som gör vardagen med en hörselnedsättning enklare. Bellman & Symfon erbjuder en rad smarta lösningar som till exempel vibrerar när telefonen ringer eller förstärker ljudet i teven. Här kan du läsa mer om dem.

## Varseblivningsprodukter

|                      |    |
|----------------------|----|
| Översikt             | 3  |
| Sändare              | 5  |
| Mottagare            | 7  |
| Tillbehör            | 9  |
| Värdepaket           | 11 |
| Fristående produkter | 12 |

## Lyssningshjälpmedel

|                        |    |
|------------------------|----|
| Lyssningssystem        | 15 |
| Samtalsförstärkare     | 15 |
| System för TV-lyssning | 16 |
| Tillbehör              | 17 |
| Light My Way           | 19 |





# Visitsystemet

## Hör signalerna i hemmet

Visitsystemet hjälper dig som har svårt att höra signalerna i hemmet att uppfatta till exempel dörrklockan, telefonsignalen och brandlarmet. Att alltid veta när något händer ger en ökad trygghet för både dig och dina närmaste. Till höger kan du se hur Visitsystemets olika sändare och mottagare fungerar i ett typiskt hem.

3

4



**1 Dörrsändare**  
Detekterar dörrklockan




**2 Brandvarnare**  
Upptäcker rök och eld



**3 Babyvakt**  
Vakar över barnen



**4 Telefonsändare**  
Detekterar telefonen och surfplattan



**5 Blixtmottagare**  
Blixtrar med klart ljus



**6 Väckarklocka**  
Använder ljud, ljus & vibrationer



**7 Portabel mottagare**  
Avger en kraftfull ljudsignal



**8 Pager**  
Använder milda vibrationer

# Visitsändare

## Diskreta, underhållsfria och enkla att sätta upp

### Telefonsändare / Telefonsändare med Bluetooth

BE1431 / BE1432



Båda telefonsändare gör dig uppmärksam på när din fasta telefon ringer. BE1432 aktiveras även av din mobiltelefon och du ställer enkelt in notifieringar i appen som finns tillgänglig för både iOS och Android.

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Bluetooth 5.0           | Upp till 50 m räckvidd             |
| Notiser från mobilen    | Samtal och meddelanden             |
| Notiser för videosamtal | Stöd för tredjeparts-applikationer |
| Övriga egenskaper       | Flexibla anslutningar              |
| Storlek och vikt        | 65 × 100 × 27 mm, 120 g            |



### Dörrsändare

BE1411




**Beskrivning**  
Dörrsändaren hjälper dig att uppfatta när det ringer på dörren. Den skickar då en signal till Visitmottagaren som uppmärksammar dig med ljus, ljud eller vibrationer. Den är programmerbar och kan lära sig att känna igen i stort sett alla dörrklockor.

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Säker radiolänk | Upp till 250 m räckvidd          |
| Flexibel        | För dörrklocka och porttelefon   |
| Tillförlitlig   | Digital fingeravtrycksalgoritm   |
| Underhållsfri   | Upp till 10 års batterilivslängd |
| Mått och vikt   | 65 × 100 × 27 mm, 120 g          |



### Tryckknappssändare

BE1420



**Beskrivning**  
Tryckknappssändaren fungerar som en trådlös dörrklocka. När någon trycker på knappen skickar den en signal till Visitmottagaren som uppmärksammar dig med ljus, ljud eller vibrationer. Den kan också användas som portabelt personarm.

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Säker radiolänk  | Upp till 200 m räckvidd         |
| Flexibel         | Fungerar som personarm          |
| Justerbar signal | Välj unik signal för varje dörr |
| Lång batteritid  | Upp till 2 år                   |
| Mått och vikt    | 48 × 66 × 23 mm, 50 g           |



## Detektering

Dörr  
Telefon  
Brand  
Baby  
Hjälp

### Babyvakt

BE1491



**Beskrivning**  
Babyvakten hjälper dig att uppfatta när bebisen gråter, även när du sover eller befinner dig ett par rum bort. Den skickar då en signal till Visitmottagaren som visar med ljus, ljud eller vibrationer att ditt barn behöver dig.

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Säker radiolänk        | Upp till 250 m räckvidd   |
| Justerbar känslighet   | Så du inte väcks i onödan |
| Justerbar fördröjning  | Om babyn rör sig i sömnen |
| Kontaktmatta (tillval) | Om barnet lämnar sängen   |
| Mått och vikt          | 65 × 100 × 27 mm, 120 g   |



### Brandvarnare

BE1481 | BE1551



**Beskrivning**  
Brandvarnaren upptäcker eld och pyrande rök i ett tidigt skede och skickar då en signal till Visitmottagaren som notifierar dig omedelbart. Den har batteriövervakning och meddelar dig när det är dags att byta batteri.

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Sensor          | Optotermisk   Joniserande   |
| Säker radiolänk | Upp till 200 m räckvidd     |
| Broadcast       | Aktiverar alla brandvarnare |
| Lång batteritid | Upp till 5 år               |
| Batterivarning  | Varnar vid lågt batteri     |



### Kolmonoxidvarnare (CO)

BE1555



**Beskrivning**  
CO-larmet upptäcker farliga koncentrationer av kolmonoxid och skickar omedelbart larmet vidare till din Visitmottagare. Det har en elektrokemisk sensor och inbyggd radiomodul.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Sensortyp               | Elektrokemisk                           |
| Tillförlitlig radiolänk | Upp till 200 m räckvidd (fritt fält)    |
| Broadcastfunktion       | Larmar alla Visitenheter inom räckvidd  |
| Förslutet batteri       | Varar hela produktens livslängd (10 år) |
| Storlek och vikt        | 105 × 120 × 40 mm, 185 g                |





# Visitmottagare

## Smarta, trådlösa och användarvänliga

### Blixtmottagare BE1441 / BE1442



**Beskrivning**

Blixtmottagaren visar med intensivt blixtljus när en Visitsändare aktiveras. Den är trådlös och har en roterbar topp så att du kan rikta blixtljuset. Den finns också med batterireserv (BE1442) för full funktionalitet även vid strömbavbrott.

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Intensivt blixtljus    | Högeffektiv Xenonblixt       |
| Tydlig identifikation  | 4 olikfärgade lysdioder      |
| Roterbar topp          | Enkelt att rikta blixtljuset |
| Batterireserv (BE1442) | Fungerar vid strömbavbrott   |
| Mått och vikt (BE1442) | Ø 88 × 155 mm, 320 g         |

### Portabel mottagare BE1450



**Beskrivning**

Den portabla mottagaren blixtrar och ljuder när en Visitsändare aktiveras. Den är mycket enkel att använda och trådlös så att du kan ta med den ut på balkongen eller i trädgården.

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Hög ljudsignal        | Reglerbar upp till 93 dB     |
| Tydlig identifikation | Färgat sken och ljudsignaler |
| Enkel att sätta upp   | Inkluderar ett väggfäste     |
| Lång batteritid       | Upp till 3 år                |
| Mått och vikt         | 130 × 165 × 36 mm, 590 g     |

### Väckarklocka Visit BE1580



**Beskrivning**

Väckarklockan väcker dig med förstärkt ljud, intensivt blixtljus och vibrationer under huvudkudden när det är dags att stiga upp eller när någon av Visitsändarna aktiveras. Den har också en nattlampa med milt blått sken.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Hög ljudsignal      | Ökar gradvis till över 100 dB |
| Intensivt blixtljus | Fyra kraftiga LED-blixtar     |
| Sängvibrator        | Vibrerar under kudden         |
| Batterireserv       | Fungerar vid strömbavbrott    |
| Mått och vikt       | 121 × 92 × 108 mm, 390 g      |

## Notifiering Ljud Blixt Vibration

### Pager BE1470



**Beskrivning**

Pagern visar med olika vibrationsmönster och färgade lysdioder vilken Visitsändare som aktiverats. Den är liten och kan bäras i fickan eller på bältet. En bordsladdare med anslutning för sängvibrator (BE1260) finns som tillval.

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Diskreta vibrationer  | I fickan eller på bältet   |
| Tydlig identifikation | Lysdioder och vibrationer  |
| Lätt och bärbar       | Innehåller bältesclips     |
| Tillval laddare       | Med uttag för sängvibrator |
| Mått och vikt         | 57 × 86 × 29 mm, 70 g      |

### Armbandsmottagare BE8102



**Beskrivning**

Armbandsmottagaren visar med olika vibrationsmönster och färgade lysdioder vilken Visitsändare som aktiverats. Du bär den runt handleden som ett vanligt armbandsur. En bordsladdare med anslutning för sängvibrator ingår i paketet.

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Diskreta vibrationer  | Lätt mot handleden         |
| Tydlig identifikation | Lysdioder och vibrationer  |
| Laddare ingår         | Med uttag för sängvibrator |
| Utbytbart armband     | Extra textilarmband ingår  |
| Mått och vikt         | 38 × 12 × 49 mm, 27 g      |

# Tillbehör

## Komplettera din Visitlösning

### PagerladdareBE1260

Beskrivning

Pagerladdaren används för att ladda batteriet i pagern t ex under natten. Du kan också ansluta upp till två sängvibratorer och bli väckt av vibrationer under huvudkudden om någon av Visitsändarna aktiveras medan du sover.

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Laddningstid  | ~ 6 h                     |
| Batterireserv | Fungerar vid strömavbrott |
| Anslutningar  | Upp till 2 sängvibratorer |
| Sladdlängd    | 1,7 m                     |
| Mått och vikt | 78 × 88 × 43 mm, 385 g    |



### SängvibratorBE1270 / BE1272

Beskrivning

Sängvibratorn genererar kraftfulla vibrationer som väcker även de som sover tungt. Anslut den till någon av Visitmottagarna och placera den under madrassen eller huvudkudden

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Kraftig vibration | Bra för svårväckta     |
| Gummerad yta      | Ligger säkert på plats |
| Säker             | Enbart lågspänning     |
| 2 m lång sladd    | Lätt att placera       |
| Mått och vikt     | 88 × 88 × 27 mm, 120 g |



### Smart hubBE1310

Beskrivning

Visit Smart hub kopplar samman ditt hem med dina hörapparater. När en Visit-sändare aktiveras skickar Visit Smart hub en signal till din streamer och uppmärksammar dig med en ljudsignal i dina hörapparater.

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Enkel montering      | Anslut ström och parkoppla     |
| Bluetooth®           | Upp till 30 m räckvidd inomhus |
| Batteribackup        | Fungerar vid strömavbrott      |
| Smart återanslutning | Med tydlig ljudindikation      |
| Mått och vikt        | 100 × 65 × 27 mm, 120 g        |



### MobilsensorBE9250 / BE9251

Beskrivning

Mobilsensorn aktiveras när någon ringer eller skickar ett meddelande till din mobil eller surfplatta. Ställ den på skärmen och anslut den direkt till väckarklockan eller via telefonsändaren till de övriga Visitmottagarna.

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Optisk detektion   | Aktiveras när skärmen tänds                           |
| Ljuskänslighet     | Synligt ljus > 3 lux                                  |
| Kontakter (BE9250) | Sensor: 2,5 mm teleplugg<br>Adapter: 3,5 mm teleplugg |
| Batteri (BE9250)   | 1 × AAA 1,5 V alkaliskt<br>Drifttid > 1 år            |



### RepeaterBE1510

Beskrivning

Repeatern används för att förlänga Visitsystemets räckvidd ytterligare. Den kan användas i större byggnader eller i konstruktioner med mycket kompakta väggar. Repeatern kan också användas som multifunktionssändare.

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Säker radiolänk  | Upp till 200 m räckvidd   |
| Signalrepetering | Seriekoppla flera enheter |
| Nätdriven        | Minimalt underhåll        |
| Batterireserv    | Fungerar vid strömavbrott |
| Mått och vikt    | 60 × 98 × 30 mm, 110 g    |



### Magnetisk monteringssatsBE9175

Beskrivning

Den magnetiska monteringssatsen erbjuder ett snabbt och enkelt alternativ till skruv och plugg vid montering av brandvarnare. Den består av två självhäftande plattor - en som du fäster i taket och en som du fäster på brandvarnaren.

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Magnetiskt fäste      | Kräver ingen skruv & plugg.   |
| Lätt att montera      | Hög vidhäftning och styrka    |
| Förenklar batteribyte | Lätt att ta ner brandvarnaren |
| Flexibel              | Passar alla Visitbrandvarnare |
| Vikt                  | 25 g                          |



### VäggfästeBE9075

Beskrivning

Väggfästet används för att montera blixtmottagaren på väggen så att blixtljuset syns överallt i rummet. Väggfästet levereras komplett med skruv, plugg och bruksanvisning.

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Storlek    | 45 × 90 × 50 mm |
| Material   | Aluminium       |
| Användning | För inomhusbruk |
| Färg       | Vit             |
| Vikt       | 110 g           |



### TrampmattaBE9026

Beskrivning

Trampmattan används tillsammans med telefonsändaren för att detektera när någon går ut eller in i ett rum. När man trampar på den skickas en signal till Visitmottagaren som uppmärksammar dig med ljud, ljus eller vibrationer.

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Sladdlängd | 1,5 m              |
| Kontakt    | 3,5 mm mono        |
| Vikt       | 255 g              |
| Färg       | Svart              |
| Mått       | 540 × 395 × 4,6 mm |



### Extern triggkabelBE9086

Beskrivning

Den externa triggkabeln används för att länka den fristående väckarklockan BE1370 till Visitsystemet. Väckarklockan ser då till att du vaknar om en Visitsändare aktiveras medan du sover.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Sladdlängd         | 1,5 m         |
| Kontakt, klocka    | 3,5 mm stereo |
| Kontakt, mottagare | 3,5 mm mono   |
| Färg               | Vit           |
| Vikt               | 20 g          |



### Extern mikrofonBE9199 / BE9200

Beskrivning

Den externa mikrofonen används med dörrsändaren för att detektera ljudkällor som är placerade en bit bort. Den kan t ex detektera ljudet från porttelefonen samtidigt som dörrsändarens mikrofon lyssnar av ljudet från dörrklockan.

|            |                |
|------------|----------------|
| Sladdlängd | 2,5 m / 0,75 m |
| Mikrofon   | Piezoelektrisk |
| Kontakt    | 3,5 mm mono    |
| Färg       | Vit            |
| Vikt       | 15 g           |



### MagnetbrytareBE9023

Beskrivning

Magnetbrytaren används tillsammans med telefonsändaren för att detektera när t ex en dörr eller ett fönster öppnas. När magneterna säras skickar telefonsändaren automatiskt en signal till Visitmottagaren.

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Sladdlängd     | 0,5 m              |
| Kontakt        | 3,5 mm mono        |
| Öppen brytare  | < 1 cm från magnet |
| Sluten brytare | > 2 cm från magnet |
| Vikt           | 25 g               |



### Extern triggkabelBE9253

Beskrivning

Den externa triggerkabeln ansluter BE1370 till ditt Visitsystem. Då kan väckarklockan uppmärksamma dig med ljud, ljus och vibration när dörrklockan eller telefonen ringer eller om brandlarmet skulle aktiveras.

|            |               |
|------------|---------------|
| Sladdlängd | 0,5 m         |
| Kontakt    | 3,5 mm stereo |
| Färg       | Vit           |
| Vikt       | 25 g          |





# Värdepaket

## Ett enkelt sätt att komma igång

### Safe värdepaket BE8037



**Beskrivning**

Safe värdepaket väcker dig med förstärkt ljud, blytljus och vibrationer under huvudkudden om en brand skulle inträffa. Det innehåller en trådlös brandvarnare som är ansluten till Visitväckarklockan och en sängvibrator.

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Trådlös            | Upp till 200 m räckvidd    |
| Lätt att sätta upp | Innehåller allt du behöver |
| Batterireserv      | Fungerar vid strömbrott    |
| Trygg och säker    | Godkänd av myndigheter     |
| I paketet          | BE1580, BE1480, BE1272     |

### Care värdepaket BE8039




**Beskrivning**

Care värdepaket hjälper dig att uppfatta när dörrklockan och telefonen ringer. Det innehåller en trådlös tryckknapp, en blytmottagare och en telefonkabel. Blytmottagaren uppmärksammar dig med intensivt blytljus och lysdioder.

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Intensivt blytljus | Högeffektiv Xenonblyt        |
| Lätt att sätta upp | Innehåller allt du behöver   |
| Roterande topp     | Rikta blytljuset dit du vill |
| Trygg och säker    | Godkänd av myndigheter       |
| I paketet          | BE1441, BE1420, RJ11 kabel   |

### Amicussystemet BE2320 | BE2350 | BE2371



**Beskrivning**

Amicus sändare/mottagare skickar vidare larm från vårdtagaren till systemets pager. Amicussystemet är fullt skalbart och kan hantera upp till 3 trådbundna och 4 trådlösa medicinska sensorer.

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Lätt att sätta upp    | Fungerar direkt ur paketet   |
| Lång räckvidd         | Upp till 600 m               |
| Regelbundna självtest | För batteri och anslutningar |
| Batterireserv         | Fungerar vid strömbrott      |
| Samtal och SMS        | Larm direkt i mobilen        |

# Fristående produkter

## Sängvibrator och väckarklockor

Väckning Ljud Blyt Vibration

### Väckarklocka Pro BE1370



**Beskrivning**

Väckarklockan väcker dig med förstärkt ljud, blytljus och vibrationer från den medföljande sängvibratoren. Den är enkel att använda och fullspäckad med smarta funktioner som t ex nattlampa, batterireserv och telefonanslutning.

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Hög ljudsignal     | Ökar gradvis till över 100 dB |
| Intensivt blytljus | Fyra kraftiga LED-blytstar    |
| Sängvibrator       | Vibrerar under huvudkudden    |
| Batterireserv      | Fungerar vid strömbrott       |
| Mått och vikt      | 121 × 92 × 108 mm, 390 g      |

### Väckarklocka Classic BE1350



**Beskrivning**

Väckarklockan väcker dig med förstärkt ljud och vibrationer under huvudkudden från den medföljande sängvibratoren. Den har en stor och tydlig, upplyst urtavla och stora vred som gör det lätt att ställa tid och väckning.

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Hög ljudsignal   | Ökar gradvis till över 100 dB |
| Sängvibrator     | Vibrerar under huvudkudden    |
| Lätt att använda | Stora och lättanvända vred    |
| Upplyst urtavla  | Med justerbar ljusstyrka      |
| Mått och vikt    | 121 × 92 × 108 mm, 390 g      |

### Vibio BE1221



**Beskrivning**

Vibio är en trådlös sängvibrator som används tillsammans med Vibio-appen. I appen, som finns för både iOS och Android, skapar och hanterar du enkelt dina alarm. Du kan även välja att få notifieringar för telefonsamtal och meddelanden.

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Kraftfulla vibrationer | Väcker dig som sover tungt |
| Bluetooth®             | Lättanvänd mobilapp ingår  |
| Smarta notifieringar   | För samtal och meddelanden |
| Snoozeband             | Snooza med ett lätt ryck   |
| Mått och vikt          | 27 × 94 × 94 mm, 153 g     |



# Lyssningshjälpmedel

## Upptäck glädjen i att höra bättre

Domino Pro lyssningssystem

BE8005



Beskrivning

Domino är ett helt digitalt lyssningssystem som lyfter fram tal i bullriga miljöer så att du hör orden klart och tydligt. Det består av en mottagare som plockar upp tal i din närhet och en sändare som fångar upp tal på lite längre håll.

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Mikrofoner      | Runduppt. och riktverkande |
| Ljudåtergivning | 16 bit digital stereo      |
| Radiolänk       | 2.4 GHz bredband           |
| Batterier       | Uppladdningsbart litiumjon |
| Mått och vikt   | 99 × 48 × 22 mm, 74 g      |



Mino samtalsförstärkare

BE2030



Beskrivning

Mino är en digital samtalsförstärkare, utvecklad för dig som vill ha en liten och lätt enhet som ryms diskret i fickan. Den används med hörlurar eller med halsslinga om du har hörapparat eller hörselimplantat.

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Mikrofoner        | Rundupptagande / riktverkande |
| Ljudåtergivning   | 16 bit digital stereo         |
| Inbyggd telespole | För lokaler med teleslinga    |
| Batterier         | Uppladdningsbart litiumjon    |
| Mått och vikt     | 99 × 48 × 22 mm, 74 g         |



Maxi samtalsförstärkare

BE2020



Beskrivning

Maxi är en mycket robust och användarvänlig digital samtalsförstärkare, speciellt utvecklad för dig som behöver stora, enkla och tydliga reglage. Den används med hörlurar eller med halsslinga om du har hörapparat eller hörselimplantat.

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Mikrofon          | Rundupptagande             |
| Ljudåtergivning   | 16 bit digital stereo      |
| Inbyggd telespole | För lokaler med teleslinga |
| Batterier         | 2 × AA 1,5V batterier      |
| Mått och vikt     | 140 × 45 × 27 mm, 133 g    |



Maxi Pro TV-system

BE8054



Beskrivning

Maxi Pro TV-system är ett komplett lyssningsverktyg som ansluter via Bluetooth till din TV, smartphone, surfplatta och radio. Lyssna med hörlurar eller använd en halsslinga om du har hörapparat eller cochleaimplantat.

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Teknik            | Qualcomm® aptX™ Low Latency       |
| Flexibel          | Förstärker tal, TV-ljud och mobil |
| Enkel att använda | Tydliga knappar med symboler      |
| I paketet         | BE2021, BE2022                    |
| Mått och vikt     | 140 × 45 × 27 mm, 197 g           |



Maxi Pro samtalsförstärkare

BE2021



Beskrivning

Maxi Pro samtalsförstärkare är utformad för personer med nedsatt syn eller begränsad motorik. Följ med i konversationen vid middagen, anslut den till TV:n eller använd den med mobilen för att förstärka rösten hos den som ringer.

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Mikrofoner      | Rundupptagande/riktverkande |
| Ljudåtergivning | 16 bit digital stereo       |
| Teknik          | Qualcomm® aptX™ Low Latency |
| Batterier       | Uppladdningsbart litiumjon  |
| Mått och vikt   | 140 × 45 × 27 mm, 127 g     |



Maxi Pro TV-sändare

BE2022



Beskrivning

Maxi Pro TV-sändare strömmar ljud i full Hi-Fi kvalitet direkt till dina öron via din Maxi Pro samtalsförstärkare. TV-sändaren har både analog och digital ingång och kan anslutas till de allra flesta moderna teveapparater.

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Teknik        | Qualcomm® aptX™ Low Latency |
| Ingångar      | Analog och digital ingång   |
| Räckvidd      | Upp till 25 m, fritt fält   |
| Laddning      | USB typ A                   |
| Mått och vikt | 24 × 88 × 48 mm, 70 g       |





# Tillbehör

## Komplettera ditt lyssningshjälpmedel

Halsslinga

BE9159 / BE9161



|                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Beskrivning</b>                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Halsslingan är liten och lätt och genererar en hög utnivå. Anslut den till samtalsförstärkaren eller mobiltelefonen och växla till T-läge på hörapparaten. Den finns med lång sladd (art. nr. BE9159) och kort sladd (art. nr. BE9161). |                         |
| Hög utnivå                                                                                                                                                                                                                              | Dubbla kanaler          |
| Mjukt tyghölje                                                                                                                                                                                                                          | Komfortabel & hygienisk |
| Trasselfri kabel                                                                                                                                                                                                                        | Lätt att hantera        |
| Guldpläterad kontakt                                                                                                                                                                                                                    | Förhindrar korrosion    |
| Sladdlängd                                                                                                                                                                                                                              | 90 cm resp. 15 cm       |



Microset™

BE9129



|                                                                                                                                                                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beskrivning</b>                                                                                                                                                                                             |                       |
| MicroSet™ är ett tillbehör speciellt utvecklat för Mino som består av en diskret myggmikrofon och en öronsnäcka. Fäst myggmikrofonen på kavajslaget så kan du ha Mino i fickan och få händerna fria för annat. |                       |
| Sladdlängd                                                                                                                                                                                                     | 95 cm                 |
| Kontakt                                                                                                                                                                                                        | 3,5 mm stereo         |
| Mikrofon                                                                                                                                                                                                       | Rundupptagande (omni) |
| Vikt                                                                                                                                                                                                           | 15 g                  |
| Färg                                                                                                                                                                                                           | Svart                 |



Extern mikrofon

BE9127

Kabelset

BE9126

|                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Beskrivning</b>                                                                                                                                                                                              |                |
| Den externa mikrofonen kan användas som en förlängd mikrofon under möten för att förbättra signal-/brusförhållandet. Den kan också användas för att lyssna på TV genom att fästa mikrofonen på TV:ns högtalare. |                |
| Sladdlängd                                                                                                                                                                                                      | 5 m            |
| Kontakt                                                                                                                                                                                                         | 2,5 mm mono    |
| Mikrofon                                                                                                                                                                                                        | Rundupptagande |
| Vikt                                                                                                                                                                                                            | 35 g           |
| Färg                                                                                                                                                                                                            | Svart          |



|                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Beskrivning</b>                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Med kabelsetet kan du ansluta ditt lyssningshjälpmedel till din TV, mobil eller HiFi-anläggning och njuta av högkvalitativt stereoljud. Paketet innehåller en 5 m lång stereokabel med teleplugg och en RCA (Phono) adapter. |                          |
| Sladdlängd, kabel                                                                                                                                                                                                            | 5 m                      |
| Kontakter, kabel                                                                                                                                                                                                             | 2,5 till 3,5 mm stereo   |
| Sladdlängd, adapter                                                                                                                                                                                                          | 25 cm                    |
| Kontakter, adapter                                                                                                                                                                                                           | Phono till 3,5 mm stereo |
| Färg                                                                                                                                                                                                                         | Svart                    |



Hörlurar

BE9122

Öronsnäckor

BE9124

|                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beskrivning</b>                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Stereohörlurarna är speciellt utvalda för våra lyssningshjälpmedel. De är relativt täta och ger ett klart och tydligt ljud utan återkoppling. Hörlurarna är utrustade med en enkelsidig sladd och är mycket lätthanvända. |                           |
| Frekvensomfång                                                                                                                                                                                                            | 20 Hz - 20 kHz            |
| Impedans                                                                                                                                                                                                                  | 32 Ω ± 10%                |
| Känslighet                                                                                                                                                                                                                | 105 ± 3 dB/mW @ 1 kHz SPL |
| Kontakt                                                                                                                                                                                                                   | 3,5 mm teleplugg          |
| Sladdlängd                                                                                                                                                                                                                | 1,2 m                     |



|                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Beskrivning</b>                                                                                                                                                                                                 |                      |
| Öronsnäckorna är speciellt utvalda för våra lyssningshjälpmedel. De är lätta och ger ett tydligt och detaljerat ljud. De är mycket täta vilket förebygger rundgång och ger ett minimum av störande omgivningsljud. |                      |
| Frekvensomfång                                                                                                                                                                                                     | 20 Hz - 20 kHz       |
| Impedans                                                                                                                                                                                                           | 16 Ω +/- 10%         |
| Känslighet                                                                                                                                                                                                         | 93 dB/mW @ 1 kHz SPL |
| Kontakt                                                                                                                                                                                                            | 3,5 mm teleplugg     |
| Sladdlängd                                                                                                                                                                                                         | 1,2 m                |



Hörlurar med mikrofon

BE9233

Öronsnäckor med mikrofon

BE9229

|                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beskrivning</b>                                                                                                                                                                                   |                           |
| Stereohörlurarna är speciellt utvecklade för att passa Maxi Pro samtalsförstärkare. De är utrustade med en enkelsidig sladd, en fullt integrerad mikrofon och en knapp som bryter för telefonsamtal. |                           |
| Frekvensomfång                                                                                                                                                                                       | 20 Hz - 20 kHz            |
| Impedans                                                                                                                                                                                             | 32 Ω ± 10%                |
| Känslighet                                                                                                                                                                                           | 105 ± 3 dB/mW @ 1 kHz SPL |
| Kontakt                                                                                                                                                                                              | 3,5 mm teleplugg          |
| Sladdlängd                                                                                                                                                                                           | 1,2 m                     |



|                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Beskrivning</b>                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Öronsnäckorna är speciellt utvecklade för att passa Maxi Pro samtalsförstärkare och används för att lyssna ostört på musik eller tala i telefon. De är utrustade med en fullt integrerad mikrofon och en knapp som bryter för telefonsamtal. |                      |
| Frekvensomfång                                                                                                                                                                                                                               | 20 Hz - 20 kHz       |
| Impedans                                                                                                                                                                                                                                     | 16 Ω +/- 10%         |
| Känslighet                                                                                                                                                                                                                                   | 93 dB/mW @ 1 kHz SPL |
| Kontakt                                                                                                                                                                                                                                      | 3,5 mm teleplugg     |
| Sladdlängd                                                                                                                                                                                                                                   | 1,2 m                |



Stetoclips

BE9125

Reseetui


BE9147

|                                                                                                                                                                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Beskrivning</b>                                                                                                                                                                             |                         |
| Stetoclipsen är speciellt utvalda för våra samtalsförstärkare och levererar en ljudnivå i mono på upp till hela 145 dB. De är lätta, bekväma att bära och mycket enkla att sätta på och ta av. |                         |
| Frekvensomfång                                                                                                                                                                                 | 20 – 5000 Hz            |
| Känslighet                                                                                                                                                                                     | 124.8 dB/mW @ 1 kHz SPL |
| Kontakt                                                                                                                                                                                        | 3.5 mm stereoplugg      |
| Vikt                                                                                                                                                                                           | 40 g                    |
| Sladdlängd                                                                                                                                                                                     | 0.8 m                   |



|                                                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beskrivning</b>                                                                                                                                                                                  |                           |
| Reseetuiet är speciellt designat för Bellman & Symfons samtalsförstärkare och lyssningssystem. Det är tillverkat i slitstark canvas och skyddar effektivt alla dina lyssningstillbehör under resan. |                           |
| Slitstark canvas                                                                                                                                                                                    | Tål tuff behandling       |
| Förstärkt yttre                                                                                                                                                                                     | Skyddar effektivt         |
| Magnetlås                                                                                                                                                                                           | Lätt att öppna och stänga |
| Storlek                                                                                                                                                                                             | 19 × 15 × 5 cm            |
| Färg                                                                                                                                                                                                | Svart med vita kantband   |





# Light My Way

## Förebygg fallolyckor hemma

Frekvensen av nattbestyr ökar väsentligt hos äldre och risken för att falla är stor när du är nyvaken och ostadig på fötterna. Light My Way känner av när du kliver ur sängen och tänder automatiskt belysningen så att du kan röra dig säkert mellan sovrummet och badrummet. Systemet består av följande:




**1 Sängsensor**  
Lägg den under kudden eller bäddmadrassen.



**2 Trådlösa strömbrytare**  
Fäst dem på väggen där de är enkla att nå.



**3 Smarta glödlampor**  
Placera dem i lamporna längs vägen från sovrum till badrum.



### Light My Way, Small

BE8107



#### Beskrivning

Light My Way använder smarta trådlösa sensorer för att förebygga fallolyckor i hemmet. Paketet är anpassat för den mindre bostaden eller enrummaren. Det innehåller lampor för sovrum och badrum.

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Bluetooth® 5.0 | Upp till 50 m räckvidd                      |
| Adaptivt ljus  | Justeras automatiskt utifrån omgivande ljus |
| Lång livslängd | Upp till 30 000 h livslängd                 |
| Varmvit        | Låg värme- och energikonsumtion             |
| Glödlampor     | BE2510 (sovrum) och BE2520 (badrum)         |

### Light My Way, Large

BE8108



#### Beskrivning

Light My Way tänder automatiskt belysningen när du behöver gå upp om natten. Det här paketet är anpassat för en större bostad med flera rum och innehåller lampor för sovrum, hall och badrum.

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Bluetooth® 5.0 | Upp till 50 m räckvidd                             |
| Adaptivt ljus  | Justeras automatiskt utifrån omgivande ljus        |
| Lång livslängd | Upp till 30 000 h livslängd                        |
| Varmvit        | Låg värme- och energikonsumtion                    |
| Glödlampor     | BE2510 (sovrum), BE2511 (hall) och BE2520 (badrum) |





## Vi brinner för din hörsel.

På Bellman & Symfon är vi hängivna vår uppgift att skydda hörseln och förbättra livskvaliteten för människor med nedsatt hörsel. Tillsammans med hörselvården vill vi göra det möjligt för så många människor som möjligt att leva ett enklare och säkrare liv.

Bellman & Symfon Group AB  
Södra Långebergsgatan 30  
436 32 Askim  
Sverige  
Tel 031 68 28 20  
Fax 031 68 28 90  
E-post [info@bellman.com](mailto:info@bellman.com)

PRODCAT\_001ART013\_SE

© och TM 2020, Bellman & Symfon AB. alla rättigheter reserverade. Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB.



[bellman.com](https://bellman.com)